



GenePharma

股票代码：430601

吉玛基因
www.genepharma.com

样本稀释液说明书

【产品名称】

通用名称：样本稀释液

商品名称：抗体稀释液

【包装规格】100 mL/瓶

【预期用途】用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不参与检测。

【检测原理】本样本稀释液已加入蛋白保护剂、防腐剂，可用于抗体稀释，同时保证抗体的稳定性。

【主要组成成分】牛血清白蛋白、Proclin300、Proclin950、Triton X-100、鱼皮明胶、柠檬黄、亮蓝及工艺用水等。

【储存条件及有效期】本产品 2~8℃ 储存，有效期为 24 个月

【使用方法】按照抗体说明书推荐稀释比例进行抗体稀释。

【注意事项】

1. 本产品仅用于体外诊断。
2. 本产品试剂含有 Proclin300 作为防腐剂，操作过程中应佩戴合适的个人防护措施，一旦接触皮肤与眼睛应用大量清水冲洗，并及时就医。
3. 实验过程中产生的所有废弃物及废液应严格按照 EHS 及国家相关法规进行处理，避免对人体及环境造成伤害。
4. 反复冻融会导致蛋白活性丧失。



B044-V001G-20210309